



COOPDECH

保守点検のご案内



BYRON



amy pcn

**安心してお使いいただくために
クーデックの「定期保守点検パック」をお勧めします。**

クーデックでは、安心してクーデック製品をご使用いただくために「定期保守点検パック」をご用意しています。保守点検業務は、豊富な経験と技術に裏打ちされたクーデックのカスタマーセンターにお任せください。安心のメーカー点検をお勧めします。

保守点検

医療法に定められているとおり、使用者は医療機器の保守点検の適切な実施が必要です。
この保守点検は、医薬品医療機器等法で規定する修理業者に業務委託することが可能です。

クーデックエイミー PCA の定期点検内容

【検査内容】

- ロックセンサー検査
- ポンプスイッチ検査
- 気泡センサー検査
- 閉塞センサー調整値検査
- 閉塞センサー検査
- 駆動回路検査
- 消費電力検査
- 表示検査

など

【定期交換部品】



※スマートフォンは定期保守点検サービスパック対象外です。

部品名	品番	経過年数	交換理由
内蔵バッテリー (ドライブユニット)	APS-101	1.5年~2年	バッテリーが劣化している
バンパー	APS-105	1.5年~2年	ゴムが劣化している

クーデックバイロンの定期点検内容

【検査内容】

- ソフトウェア確認
- カレンダー検査
- タッチパネル検査
- 重量精度検査
- 流路検査

など

【定期交換部品】



部品名	品番	経過年数	交換理由
内蔵バッテリー	BYS-213	1.5年~2年	バッテリーが劣化している

定期保守点検サービスパック

※交換が必要な部品のみ

基本プラン	未契約の場合	ベーシックプラン	アドバンスプラン	プレミアムプラン
基本料金 (年間)	—	12,000円	15,000円	120,000円
定期交換部品費用	15,000円+部品代	+部品代金	クーデック負担※	クーデック負担※
修理部品費用 (故障時)	15,000円+部品代	+部品代金	+部品代金	クーデック負担※
出張費 (故障時)	+15,000円	+10,000円	+10,000円	クーデック負担※

- クーデックが業務委託を受けて保守点検 (年1回) を実施します。
- 定期保守点検サービスパックは、保守点検契約 (5年間) を締結してください。

定期保守点検サービス付きリースもお選びいただけます。担当者にお問い合わせください。

修理業者

大研医器株式会社 カスタマーセンター

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

TEL 0120-233-036

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

TEL 0725-30-3150

(製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください)

札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F

TEL 011-708-3060

仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F

TEL 022-214-4561

さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F

TEL 048-650-9925

東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F

TEL 03-5835-5011

横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F

TEL 045-872-0700

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F

TEL 052-559-1286

金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍馬5-181 AUBE 4F

TEL 076-238-9950

大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F

TEL 06-6943-1161

広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F

TEL 082-568-2377

福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅アトルビル5F

TEL 092-481-1751

COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2021.4

カタログ記載内容2021年4月現在
(2104D)