

▼ 排液処理容器

品番	品名	凝固剤	フローストッパー	入数	希望小売価格(税別)
DKI-RD852P	ボトルタイプ一体型2Lブレ	○		15本 × 2箱	54,000円
DKI-RD852F	ボトルタイプ一体型2Lファイナル	○	○	15本 × 2箱	60,000円
DKI-RD851F	ボトルタイプ一体型1Lファイナル	○	○	15本 × 2箱	45,000円
DKI-RD862P	バッグタイプ一体型2Lブレ	○		10本 × 5箱	80,000円
DKI-RD862F	バッグタイプ一体型2Lファイナル	○	○	10本 × 5箱	90,000円
DKI-FF861	バッグタイプ一体型1L	○	○	10本 × 5箱	60,000円
DKI-FF2863P	バッグタイプ排出型3.5Lブレ			10本 × 5袋	42,500円
DKI-FF2863F	バッグタイプ排出型3.5Lファイナル		○	10本 × 5袋	50,000円
DKI-RD2862P	バッグタイプ排出型2Lブレ			10本 × 5袋	42,500円
DKI-RD2862F	バッグタイプ排出型2Lファイナル		○	10本 × 5袋	50,000円
DKI-FF2861	バッグタイプ排出型1Lファイナル		○	10本 × 5袋	37,500円

▼ 付属消耗品

品番	品名	入数	備考	希望小売価格(税別)
DKI-RD8503	微量ボトル	15本 × 2箱	精密計量用	54,000円
DKI-FF8453	凝固剤ユニット3.5L	50個	バッグタイプ排出型3.5L専用	25,000円
DKI-RD845	凝固剤ユニット2L	50個	バッグタイプ排出型2L専用	25,000円
DKI-FF8451	凝固剤ユニット1L	50個	バッグタイプ排出型1L専用	20,000円
DKI-RD846	微量ボトル用凝固剤ユニット	50個	微量ボトル専用	15,000円
DKI-RD900	廃液凝固剤FF350	30本	1本あたり350g入り	18,000円
DKI-RD910	廃液凝固剤FF130	60本	1本あたり130g入り	24,000円
DKI-RD888	エルボ	120個	白色	12,000円
DKI-RD841	フローストッパー	30個	配管保護用	27,000円
DKI-RD841W	フローストッパー付きチューブセット	30個	過貯溜防止用(1L・2L共通)	27,000円
DKI-FF8413	3.5L用フローストッパー	30個	過貯溜防止用(3.5L専用)	27,000円

▼ 付属備品

品番	品名	入数	備考	希望小売価格(税別)
DKI-FF703(H・L)	FFキャスターセットボトル用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L) + ボトルホルダー-2L(3個) + ボトルホルダー-1L(1個)	各27,500円
DKI-FF766K	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-200 + ボトルホルダー-1Lセット + 配管アダプター/川重・ユニ式	30,000円
DKI-FF766A	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-200 + ボトルホルダー-1Lセット + 配管アダプター/アムコ式	30,000円
DKI-FF768K	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-200 + ボトルホルダー-2Lセット + 配管アダプター/川重・ユニ式	30,000円
DKI-FF768A	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-200 + ボトルホルダー-2Lセット + 配管アダプター/アムコ式	30,000円
DKI-FF712	FFボトルホルダー-1L	1個	ボトルホルダー-1L単品	3,300円
DKI-FF722	FFボトルホルダー-2L	1個	ボトルホルダー-2L単品	3,300円
DKI-FF713	FFボトルホルダー-1Lセット	1セット	ボトルホルダー-1L + 壁掛け用ニップル + シリコンチューブ(30cm)	6,500円
DKI-FF723	FFボトルホルダー-2Lセット	1セット	ボトルホルダー-2L + 壁掛け用ニップル + シリコンチューブ(30cm)	6,500円
DKI-FF707(H・L)	FFキャスターセットバッグ用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L) + キャニスター-2Lブレ(3個) + キャニスター-2Lファイナル(1個)	各43,000円
DKI-FF708H	FFキャスターセット3.5L用H	1セット	キャスター単体(H) + キャニスター-3.5L(2個)	37,000円
DKI-FF765K	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-200 + キャニスター-1L + キャニスター用フック + 配管アダプター/川重・ユニ式	32,000円
DKI-FF765A	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-200 + キャニスター-1L + キャニスター用フック + 配管アダプター/アムコ式	32,000円
DKI-FF767K	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-200 + キャニスター-2L + キャニスター用フック + 配管アダプター/川重・ユニ式	32,000円
DKI-FF767A	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-200 + キャニスター-2L + キャニスター用フック + 配管アダプター/アムコ式	32,000円
DKI-FF7301	キャニスター-1L	1個	バッグタイプ1L用	5,000円
DKI-RD730P	キャニスター-2Lブレ	1個	バッグタイプ2Lブレ用	5,200円
DKI-RD730F	キャニスター-2Lファイナル	1個	バッグタイプ2Lファイナル用	5,300円
DKI-FF7303	キャニスター-3.5L	1個	バッグタイプ3.5L(ブレ・ファイナル)用	7,600円
DKI-RD792	キャニスター用フック	1個	壁掛け用	3,500円
RG-200	フィットフィックスレギュレータ	1台		22,500円
RD-822KC	配管アダプター	1個	川重・ユニ式	2,400円
RD-822A	配管アダプター	1個	アムコ式	2,400円
DKI-RD886	三方活栓	1個	吸引切替用	18,000円
DKI-RD890	ボール弁付きニップル	1個	開閉バルブ	7,000円
DKI-FF704(H・L)	FFキャスター単体(H・L)	1台	高・低/ボトル・バッグ兼用	各19,000円
DKI-FF794K	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台 + シリコンチューブ(50cm) + 配管アダプター/川重・ユニ式	6,500円
DKI-FF794A	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台 + シリコンチューブ(50cm) + 配管アダプター/アムコ式	6,500円

- ご注文はケース・セット単位でお願いします。
- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



ISO 13485:2003  
大研医器株式会社は、医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 13485と品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001の認証を取得しています。

製造販売業者

**大研医器株式会社**  
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

- 本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神不動産御堂筋ビル14F TEL 06-6231-9901  
 製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください
- 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
  - 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
  - 横浜支店 〒231-0063 横浜市中区花咲町2-66 千葉ビル5F TEL 045-260-0521
  - 名古屋支店 〒464-0067 名古屋市中区千種区池下1-8-16 マエダ池下ビル3F TEL 052-759-3051
  - 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船場町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
  - 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 栄泉福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
  - 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
  - 札幌営業所 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060

COOPDECHの製品情報はホームページをご覧ください → <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は環境にやさしい大豆インキを使用しています。

2009.4

カタログ記載内容2009年4月現在 (0904D0)

COOPDECH

フィットフィックス®

- フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。
- 容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。
- 堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。用途に合わせて選べる容器形態。
- 配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーを採用。ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)
- ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付ければ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。

一般医療機器 特定保守管理医療機器  
 一般名称：真空吸引器  
 医療機器届出番号：27B1X00013000001  
 販売名：フィットフィックス

大研医器株式会社





# FitFix

Disposable Suction Bag & Bottle

## セーフティ& インフェクションコントロール。 医療用吸引器の新スタンダード。



スタンダードタイプ



壁掛けタイプ

### 理想的密閉方式

フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。

### 計算された凝固能力

容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。

### ボトルタイプ・バッグタイプ

堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。用途に合わせて選べる容器形態。

### フローストッパー

配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーを採用。ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)

### 排出型、凝固一体型

ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付ければ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。

## ACCESSORY

軽量・コンパクト、耐久性を追求し、使い勝手を考慮した豊富なアクセサリ。

### キャスター




## BAG TYPE

病棟向け・壁掛け用に1L。内視鏡・手術室に2L。大容量の3.5Lと豊富なバリエーションの中から使用現場に適したサイズを選べます。

### 1L バッグタイプ




### キャニスター



### 2L バッグタイプ



### 3.5L バッグタイプ



## BOTTLE TYPE

1L、2Lの2サイズからお選びください。

### 1L・2L ボトルタイプ



### ホルダー 他



### 付属消耗品



### コネクティングチューブ



一般医療機器  
一般的名称：吸引チューブ  
医療機器届出番号：27B1X00013000002  
販売名：クーデックコネクティングチューブ  
※別途カタログをご請求ください